

Laringofono 55X

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWDOM18b



Galleria Immagini



Cos'è il Laringofono 55X?

Il **Laringofono 55X** ha un corpo cilindrico sul quale è presente un pulsante per l'attivazione delle vibrazioni e 2 piccole manopole per la regolazione del tono e del volume.

Cosa fa?

Il corpo del **Laringofono 55X** si presenta liscio e compatto, interamente realizzato in materiali plastici altamente resistenti agli urti ed anallergici. Le caratteristiche dei materiali di contatto sono tali da assicurare la perfetta compatibilità con i tessuti escludendo rischi d'infezioni cutanee. Non è previsto che il laringofono entri a contatto con materiali e sostanze diverse dall'epidermide della gola dell'utilizzatore, né con speciali medicinali; pertanto i rischi sono da considerarsi nulli. I nuovi materiali, frutto di una continua ricerca e sperimentazione, conferiscono al nuovo **Laringofono 55X** una voce ancora migliore ed il nuovo design rende il **Laringofono 55X** un prodotto ancora più pratico e piacevole da usare e da portare con se tutti i giorni.

Come funziona?

Il **Laringofono 55X** è un dispositivo elettromedicale di classe I destinato a tutti coloro che hanno subito l'asportazione delle corde vocali. Il laringofono viene posto a contatto con l'epidermide in una parte del collo non lesa ed idonea a produrre fonemi. Le vibrazioni prodotte da questo dispositivo a contatto con la gola si trasmettono alla cavità orale e con il movimento delle labbra



permettono di parlare con chiarezza e senza sforzo.

Codice nomenclatore tariffario:

22.21.06.003 - Amplificatore vocale

Video:

BD/RDM: 2841191/S

CND: Y214212 - GENERATORI DI VOCE