

Helpihead mouse

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWMOU06



Galleria Immagini



Cos'è HelpiHeadMouse?

HelpiHeadMouse sfrutta i movimenti della testa, con un sensore ad infrarossi integrato, per simulare e gestire le funzioni del mouse.

Come funziona HelpiHeadMouse?

HelpiHeadMouse è posizionato sulla parte posteriore della testa, regolabile tramite una fascetta. Utilizza il sensore ad infrarossi integrato per simulare e gestire tutte le funzioni base di un mouse. Il posizionamento centrale non crea uno squilibrio funzionale del sensore wireless. Ammiccando o semplicemente contraendo leggermente la parte alta della guancia si attiva il **sensore** ad infrarossi che gestisce le funzioni del **mouse**.

Tramite il tasto presente sul dispositivo, attivabile tramite un movimento del capo, è possibile cambiare configurazione del mouse e, in caso fosse disponibile e predisposta, di passare dal controllo PC al controllo della propria carrozzina.

Un Software per la personalizzazione e configurazione del mouse viene fornito insieme al dispositivo.

Caratteristiche tecniche:

- Compatibile con PC, Mac e Android
- Connessione USB wireless
- Filtri "anti-tremore" integrati da impostare attraverso il software

Codice nomenclatore tariffario:

22.36.21.012 - Emulatore di mouse con il capo