

Optelec Compact 10 HD

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWALT122



Galleria Immagini



Cos'è Optelec Compact 10 HD?

Il Compact 10 Hd è la soluzione ideale per ingrandire e leggere giornali, lettere e riviste. Grazie all'innovativo **braccio oscillante**, una volta aperto, è possibile ingrandire in modo semplicissimo foto, i bugiardini dei medicinali, persino su superfici curve, senza essere **limitato nei movimenti**. Il braccio ti permette anche di **firmare** documenti o di finire i cruciverba in libertà.

Come funziona Optelec Compact 10 HD?

Grazie al largo schermo touchscreen in **Alta Definizione** da 10", è possibile ingrandire sezioni di testo maggiori rispetto ai comuni videoingranditori portatili, ottenendo una visione maggiore del contesto. Con **più parole** sullo schermo simultaneamente, troverai che leggere diventerà più semplice e sarà anche più facile comprendere il testo, anche con ingrandimenti maggiori. La sua rapida accensione lo rende perfetto da avere sempre con se, come un telefono, senza perdere tempo potrai leggere i tuoi testi quasi immediatamente.

Cosa fa Optelec Compact 10 HD?

Ci sono 2 modalità di utilizzo, facile e avanzata:

- Nella **modalità facile** è possibile cambiare solo il contrasto e l'ingrandimento;
- Nella **modalità avanzata** è possibile accedere a più funzionalità come i menù, l'orologio e altre opzioni extra.

Dotato di **3 camere**, una da lettura per documenti su tavoli o scrivanie, una panoramica per testi e oggetti a corta distanza e una montata sul braccio per osservare foto o per aiutare durante la firma di documenti.

Caratteristiche Tecniche:

- Schemo da 10" touchscreen HD con alta luminosità
- Zoom: da 0.5x a 22x
- 3 camere HD da 13MP con auto-focus
- 16 possibili configurazioni per l'alto contrasto
- Caricabatterie USB C
- Durata batteria di 3,5 ore di uso continuativo
- Dimensioni: 261 x 189 x 36 mm
- Peso: 915g

Codice nomenclatore tariffario:

22.03.18.006 - Videoingranditore portatile

Video:

BD/RDM: 1925109/S

CND: Y210603 - VIDEOINGRANDITORI