



Che cos'è Alba Eye Gaze?

Il nuovo **Alba Eye Gaze** è un sistema completo di puntamento oculare che si presenta con un nuovo design leggero. Migliorata la velocità di elaborazione e, conseguentemente, di risposta del dispositivo; migliorata anche la distanza massima di utilizzo: fino a 80 cm. Per la gestione della comunicazione e di tutte le altre funzioni si utilizza **The Grid 3**, il Software per la comunicazione più utilizzato nel mondo. Il puntatore si può fissare agevolmente attraverso un sistema di ancoraggio con magneti oppure fissarlo ad un supporto, compreso nella confezione.

Come funziona Alba Eye Gaze?

Grazie all'incredibile funzionalità combinata di The Grid 3 e del Vida Go, **Alba Eye Gaze**, dopo una semplice calibrazione, permette di utilizzare, tramite gli **occhi**, le diverse griglie e attività presenti in The Grid 3, tra cui la possibilità di **gestire il computer**, utilizzando il puntatore oculare come emulatore di mouse. Le infinite possibilità aperte da The Grid 3, tra cui il **controllo** del telefono o degli **elettrodomestici smart** della casa (attraverso l'utilizzo dell'accessorio opzionale **BJ Control USB**), rendono il dispositivo fruibile a diverse tipologie di utenti.

Vida Go è un sistema che consente di effettuare azioni e funzioni sullo schermo di un dispositivo informatico attraverso il **movimento oculare**: consiste in una telecamera speciale da fissare o integrare al monitor del dispositivo informatico. È compatibile con una vasta gamma di Software di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), tra tutti **The Grid 3**. Molto semplice da configurare, calibrare e utilizzare, è la soluzione ideale per usare un sistema a controllo oculare. Vida Go consente agli utenti di comunicare in modo rapido e semplice con una **configurazione** minima: l'intero sistema è pensato per bambini e adulti con difficoltà fisiche, difficoltà di



comunicazione, disabilità intellettuali, SLA e sclerosi multipla, paralisi cerebrale, sindrome di Rett e disturbo dello spettro autistico.

Come si utilizza Alba Eye Gaze?

I vari supporti differiscono in base all'utilizzo destinato per il dispositivo: se l'utente è allettato, il **Floorstand** è il supporto ideale garantendo una posizione e un angolo di visione ottimale; nel caso si preferisca una soluzione da tavolo, con una posizione variabile, facilemente trasportabile, lo stativo da **Tavolo** è perfetto per ogni situazione, facile da spostare e sicuro nell'ancoraggio; infine, per una soluzione con postazione fissa, sia per scrivania che per carrozzina, c'è il **Monty 3D** con i suoi bracci regolabili per ogni esigenza e situazione.

Codice nomenclatore tariffario:

22.21.09.033 - Comunicatore dinamico

22.36.21.015 - Emulatore di mouse con lo sguardo

22.21.12.003 - Software per la comunicazione aumentativa

24.24.03.003 - Braccio snodabile di sostegno

BD/RDM: 2080367/S

CND: Y214299 - AUSILI PER LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE