

FloorStand Stativo

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWACC88



Galleria Immagini



Cos'è FloorStand Stativo?

FloorStand Stativo consente ai pazienti allettati di utilizzare tablet, monitor o sistemi di puntamento oculare in posizione frontale. Il cilindro verticale, che permette l'escursione, prevede un braccio alla cui estremità si posiziona il dispositivo desiderato. Tale dispositivo può essere snodato in tutte le direzioni, al fine di ottenere la posizione ottimale. L'escursione in altezza va **da 46 fino a 198 cm**, peso del sistema **5 kg**.

Disponibile anche la versione **VarioLock QuickPack** che permette di montarlo e smontarlo senza l'uso di attrezzi, ma utilizzando manopole per bloccare le parti snodabili e di regolare l'apertura della base con ruote da 79cm a 130cm.

Codice nomenclatore tariffario:

24.24.03.003 - Braccio snodabile di sostegno